

Дошка сушильна

LABOTRIX DRYBOARD

СЗ

ПАСПОРТ

м. Київ

2026

Зміст

1. Основні відомості про виріб.....	2
2. Технічні характеристики.....	2
3. Комплектація.....	3
4. Заходи безпеки.....	3
5. Підготовка до роботи.....	4
6. Порядок роботи.....	4
7. Догляд, обслуговування та можливі несправності.....	5
8. Умови зберігання та транспортування.....	6
9. Гарантійні зобов'язання.....	7
10. Утилізація виробу.....	7
Контакти.....	8
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.....	9
Відмітки про сервісне обслуговування.....	11

1. Основні відомості про виріб

- 1.1. **Найменування виробу** — Дошка сушильна.
- 1.2. **Торговельна марка** — Labotrix.
- 1.3. **Модель** — Dryboard C3; повне торговельне позначення — LABOTRIX DRYBOARD C3.
- 1.4. **Виробник** — Labotrix Group Limited, Китай.
- 1.5. **Призначення:** дошка сушильна призначена для природного висушування вимитого лабораторного скляного посуду — пробірок, колб, мірних циліндрів, бюретонок, лійок, мензурок та інших посудин. Посуд розміщують перевернутим на штирях, вода самостійно стікає в піддон, а повітря циркулює всередину посудин. Виріб застосовують у кабінетах хімії та біології закладів загальної середньої освіти, у лаборантських при мийках. Сушіння відбувається за кімнатної температури без нагрівання та живлення від мережі, що робить цей спосіб єдиною припустимим для мірного посуду.
- 1.6. **Особливості конструкції:** дошка виконана як настінна панель зі штирями різної довжини: крок штирів розрахований на пробірки та бюретки, а ширший посуд — колби, циліндри, лійки — навішують із захопленням сусідніх штирів. Під штирями закріплено піддон для збирання води зі схилом у бік зливного отвору (носика), щоб вода не застоювалася. Задня панель захищає стіну від вологи, а кріпильні вушка на зворотному боці основи слугують для монтажу дошки на стіну над мийкою кабінету. Загальна кількість посадочних місць — 32.

2. Технічні характеристики

- Бренд — Labotrix
- Модель — Dryboard C3
- Артикул — LTX-DRYBOARD-C3
- Тип виробу — дошка для сушіння лабораторного посуду
- Кількість посадочних місць (штука) — 32
- Спосіб установлення — настінний, кріпильними вушками над мийкою
- Наявність опалювального елемента — ні
- Спосіб живлення — не потребує електроживлення
- Матеріал основи та штирів — пластик
- Матеріал піддона — пластик
- Габаритні розміри дошки, орієнтовно (сантиметр) — 40 × 50
- Піддон — незнімний, закріплений під штирями-тримачами
- Наявність зливного отвору — так
- Умови експлуатації — приміщення закладу освіти, температура повітря від +5 до +40 °С, відносна вологість від 40 до 60 % без конденсату
- Умови зберігання — не нижче +5 і не вище +40 °С, відносна вологість повітря до 60 %
- Мова маркування та експлуатаційної документації — українська
- Маркування виробу — торговельна марка, модель і місце для інвентарного номера

- Пакування — індивідуальна коробка з гофрованого картону з фіксацією вмісту
- Комплектність документації — паспорт із гарантійним талоном та інструкція з експлуатації
- Догляд за поверхнями — допускають протирання сухою або злегка вологою серветкою
- Гігієнічність поверхні — гладкий пластик не затримує вологу і легко очищується
- Стійкість кріплення — кріпильні вушка забезпечують надійну фіксацію дошки на стіні
- Термін служби (рік) — 5
- Гарантійний термін (місяць) — 12

3. Комплектація

- Дошка сушильна зі штирями-тримачами — 1 шт.
- Піддон для збирання води — 1 шт.
- Паспорт та гарантійний талон — 1 шт.
- Індивідуальна транспортна упаковка — 1 шт.

Кріпильні вушка для монтажу на стіну є невіддільною частиною основи дошки. Перед першим використанням звертеся з комплектністю виробу за пакувальним листом.

4. Заходи безпеки

4.1. Загальні вимоги

- Перед першим використанням прочитайте цей паспорт.
- Виріб встановлюють і обслуговують учитель або лаборант; учні користуються дошкою тільки під наглядом дорослого.
- Розпакований виріб обов'язково огляньте на предмет механічних пошкоджень: тріщин у корпусі, сколів, зламаних штирів. Пошкоджений виріб до використання не допускається.
- Під час демонстрації або роботи стежте, щоб біля дошки не було випадкових осіб та перешкод, бо великий посуд може впасти.

4.2. Робота зі скляним посудом

- Беріть посудину однією рукою за корпус, підтримуючи її знизу другою — не тягніть за горловину.
- Посуд з гострими сколами, щербинами та тріщинами заборонено ставити на дошку та використовувати. Такий посуд вибраковують.
- Мірний посуд (мірні колби, циліндри, бюретки, піпетки) категорично не сушать у сушильних шафах — від нагрівання вони втрачають точність та змінюють місткість. Їх сушать лише на повітрі на дошці.
- Гарячий посуд щойно з нагрівання або гарячого миття розміщувати на дошку забороняється — пластик деформується від дотику з гарячим склом.
- Розбите скло збирайте щіткою та совком у спеціальну ємність, не торкайтеся його руками.

4.3. Правила розміщення посуду

- Розміщуйте посуд на штирях без зусилля — щоб штир входив вільно. Насильно насаджуваний посуд може тріснути.
- Важкі та великі посудини ставте виключно на центральні штирі, ближче до кріплення дошки. На крайні штирі ставте тільки легкий посуд, інакше зростає навантаження на кріпильні вушка.
- Посудини не повинні торкатися одна одної та спиратися одна на одну, бо від дотику скла утворюються подряпини та сколи.
- Не перевантажуйте дошку: одна посудина на один штир. Ставити посуд у два яруси забороняється.

4.4. Категорично забороняється

- Ставити на дошку посуд із залишками агресивних реактивів, концентрованих кислот та лугів без попередньої промивки.
- Використовувати дошку як підставку під спиртівки, електроплитки, нагрівальні прилади та важке обладнання.
- Переносити дошку разом із посудом на ній, знімати посуд зі штирів, стоячи на стільці чи табуретці.
- Самостійно свердлити отвори в пластиковій основі для кріплення — навколо отвору утворюватимуться тріщини.
- Застосовувати розчинники, концентровані кислоти, луги, абразивні порошки та жорсткі щітки для чищення виробу.

5. Підготовка до роботи

- 5.1. Розпакуйте виріб, зніміть упаковку та захисну плівку. Упаковку рекомендуємо зберегти для майбутнього транспортування.
- 5.2. Перевірте комплектність за розділом 3 цього паспорта та зовнішній стан дошки — на основі, штирях і піддоні не повинно бути тріщин, сколів та зламаних елементів.
- 5.3. Вимийте дошку, штирі та піддон теплою водою з нейтральним мийним засобом та м'якою губкою, ретельно ополосніть чистою водою й витріть насухо. Це видалить технологічне мастило та пил після виробництва.
- 5.4. Виберіть місце встановлення на стіні — див. розділ 6. Стіна має бути рівною та достатньо міцною для кріплення дошки.
- 5.5. Закріпіть дошку на стіні за кріпильні вушка відповідно до вказівок розділу 6.
- 5.6. Якщо виріб перевозили за температури нижче +5 °C, перед першим використанням витримайте його за кімнатної температури не менше однієї години — це запобігає конденсату на поверхні.

6. Порядок роботи

6.1. Підготовка місця та розміщення дошки

Місце встановлення дошки на стіні має бути поряд з раковиною, у зоні, вільній від реактивів та нагрівальних приладів. Переконайтеся, що вода з піддона стікатиме безпосередньо в раковину. Визначте висоту монтажу так, щоб верхні штирі були в межах витягнутої руки лаборанта.

6.2. Миття посуду перед сушінням

Посуд мийть одразу після використання йоржиком відповідного розміру з нейтральним мийним засобом, ретельно ополіскують проточною водою кілька разів, а потім обов'язково ополіскують дистильованою водою — це видаляє солі водопровідної води, які після висихання залишають білий наліт. Чиста поверхня змочується рівномірно, вода стікає суцільною плівкою.

6.3. Розміщення посуду на штирях

Тримайте посудину над дошкою та розміщуйте її на штирях перевернутою вниз горловиною. Висока та вузькогорла посудина (мірні циліндри, бюретки, колби) розміщується на довгих центральних штирях, низька та широка (стакани, лійки, чашки Петрі) — на коротких штирях або між штирями. Важкі посудини тримайте обома руками та опускайте плавно, надаючи штирям нести вагу поступово. Дрібний посуд (скляні палички, шпателі) кладіть у проміжки між штирями.

6.4. Регулювання умов сушіння

Переконайтеся, що посудини стоять без дотику одна до одної. Розрідіть розміщення, щоб повітря вільно циркулювало. При потребі провітрить приміщення, щоб прискорити висихання. Час висихання залежить від форми посуду та умов оточення; вузькогорлі посудини сохнуть довше.

6.5. Завершення роботи

Як тільки посуд повністю висохне, зніміть його з дошки одною рукою за корпус, підтримуючи знизу, й розмістіть у шафі для зберігання. Наприкінці кожного заняття зливайте воду з піддона в раковину й витріть піддон насухо.

7. Догляд, обслуговування та можливі несправності

7.1. Чищення

- Наприкінці робочого дня протріть штирі та основу вологою безворсовою серветкою, щоб видалити пил та бризки реактивів.
- Один раз на місяць вимийте всю дошку теплою водою з нейтральним мийним засобом, використовуючи м'яку губку. Особливо ретельно чистіть основи штирів та кути піддона, де накопичується осад.
- Вапняний наліт від жорсткої води видаліть гарячою водою з лимонною кислотою або столовим оцтом, після чого ретельно ополосніть чистою водою.
- Забороняється використовувати абразивні порошки, металеві щітки, органічні розчинники та концентровані кислоти — вони руйнують пластик.

7.2. Періодичний контроль

- Перевіряйте штирі на наявність тріщин, особливо біля основ. Хиткий або тріснутий штир виведіть з експлуатації.
- Зливний отвір піддона тримайте відкритим — прочищуйте його, якщо на ньому утворюється накип.

- Переконайтеся, що дошка надійно закріплена на стіні та не хитається. Послаблене кріплення є причиною падіння посуду та застою води в піддоні.
- Виріб не потребує технічного обслуговування, змашування чи калібрування. Ремонт механічних пошкоджень виконує лише авторизований сервісний центр.

7.3. Можливі несправності та способи їх усунення

Ознака	Можлива причина	Дії користувача
Посуд довго не висихає	Посудини стоять щільно одна до одної; висока вологість у приміщенні; вузька горловина посудини	Розрідіть розміщення, провітрить приміщення, для вузькогорлого посуду виділіть більше часу
На склі залишається білий наліт після висихання	Останнє ополіскування зроблено водопровідною водою, а не дистильованою	Перемийте посуд та ополосніть його дистильованою водою
Вода застоюється в піддоні	Дошку закріплено з нахилом у протилежний від зливу бік; зливний отвір забився	Перевірте нахил кріплення дошки, за потреби вирівняйте його, прочистіть отвір
Дошка хитається, посуд падає	Крайні штирі перевантажені важким посудом; кріплення до стіни послабло	Перемістіть важкий посуд ближче до центру дошки, підтягніть кріпильні вушка
Штир зламався або тріснув	Механічна травма, удар, надмірне зусилля при насаджуванні посуду	Виведіть пошкоджене місце з експлуатації, звертайтеся до постачальника щодо заміни виробу
Пластик помутнів або з'явилися тріщини	Дія концентрованих реактивів, органічних розчинників, розташування поблизу гарячих предметів або під сонячними променями	Припиніть використання виробу та замініть його; дотримуйтеся вимог розділу 4

8. Умови зберігання та транспортування

- Зберігайте дошку у сухому провітрюваному приміщенні за температури не нижче +5 і не вище +40 °C та відносної вологості повітря не більше 80 % без конденсації.
- Бережіть виріб від прямих сонячних променів і нагрівальних приладів — пластик від цього жовтіє та стає крихким.
- Зберігайте дошку горизонтально (на столі) або підвішеною; не кладіть на неї важкі предмети й не опирайте на штирі, щоб не пошкодити їх.

- Перед тривалою перервою в роботі вимийте виріб, злийте всю воду з піддона та повністю його висушіть, щоб запобігти розвитку плісняви.
- Транспортуйте виріб у жорсткій упаковці будь-яким видом закритого транспорту, не допускаючи ударів та вібрації.
- Термін зберігання до введення в експлуатацію не обмежений за дотримання наведених умов.

9. Гарантійні зобов'язання

- 9.1. Гарантійний термін експлуатації виробу становить 12 місяців від дати продажу, зазначеної в гарантійному талоні.
- 9.2. Виробник гарантує відповідність виробу заявленим технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, викладених у цьому паспорті.
- 9.3. Протягом гарантійного терміну недоліки виробу, що виникли з вини виробника, усуваються безоплатно. Спосіб усунення (ремонт, заміна складника або заміна виробу) визначає сервісний центр.
- 9.4. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності правильно й повністю заповненого гарантійного талона та документа, що підтверджує факт і дату купівлі.
- 9.5. Гарантія не поширюється на випадки, коли несправність спричинена:
 - механічними пошкодженнями, зокрема тріщинами, сколами та деформацією корпусу і складників виробу;
 - порушенням правил експлуатації, зберігання або транспортування, викладених у цьому паспорті;
 - потраплянням у виріб рідини, сторонніх предметів, а також дією комах і тварин;
 - самостійним розбиранням, ремонтом або модифікацією виробу, зокрема ремонтом у неавторизованих майстернях;
 - використанням виробу не за призначенням;
 - обставинами непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус тощо).
- 9.6. Гарантія не поширюється на природне зношування покриття та зовнішнього вигляду виробу, а також на витратні матеріали.

10. Утилізація виробу

- Виріб не є електричним або електронним обладнанням, тому маркування у вигляді перекресленого контейнера до нього не застосовується.
- Після завершення терміну служби виріб утилізують за правилами, установленними в закладі, що його експлуатував, з попереднім розділенням за матеріалами.
- Елементи упаковки (картон, полімерні матеріали) здайте до відповідних потоків вторинної сировини.

Контакти

LABOTRIX GROUP LIMITED

Room 910, Isteeasia 1 No. 18 Fu'an Blvd, Pinghu Subdistrict,
Longgang District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China 518111
Phone: +86 13925261264
E-mail: salesmanager@labotrix.com
Website: <https://labotrix.com/>

Адреса українською:

LABOTRIX GROUP LIMITED

Кімната 910, Істїлазія 1, бульвар Фуань № 18,
підрайон Пінху, район Лунган,
місто Шеньчжень, провінція Гуандун, Китай 518111
Телефон: +86 13925261264
Ел. пошта: salesmanager@labotrix.com
Веб-сайт: <https://labotrix.com/>

Умови застосування та зберігання виробу

Виріб призначений для навчальної роботи в закладах загальної середньої освіти й застосовується лише під контролем та наглядом педагогічного працівника; рекомендований вік здобувачів освіти — від 10 років, тобто учні 5 класу та старших класів. Тримайте виріб у сухому, чистому й провітрюваному приміщенні за температури від +5 до +40 °C і відносної вологості повітря до 80 % без конденсації, окремо від джерел тепла та поза дією прямого сонячного проміння, вологи й пилу. Застосовуйте виріб виключно за призначенням і не допускайте падінь, ударів та інших механічних пошкоджень. Помітивши пошкодження, тріщину чи будь-яку несправність, одразу припиніть роботу з виробом і повідомте про це вчителя або відповідальну особу закладу освіти; ремонтувати виріб самотужки заборонено.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування:	Дошка сушильна
Модель виробу:	LABOTRIX DRYBOARD C3
Серійний номер:	
Дата продажу:	
Гарантійний термін:	12 місяців від дати продажу
Торговельна організація:	
Підпис продавця:	

Товар отримано в справному стані, без видимих пошкоджень, у повній комплектності та перевірено в моїй присутності. Претензій щодо якості товару не маю; з умовами експлуатації та гарантійного обслуговування ознайомлений і згоден.

П.І.Б. покупця _____

Телефон покупця _____ Підпис покупця _____

Шановний Клієнте!

Дякуємо за вибір продукції Labotrix. Післяпродажне обслуговування цього виробу здійснюється відповідно до регламенту компанії та законодавства країни продажу. Щоб ми змогли обслужити вас швидко й без зайвих формальностей, перевірте правильність заповнення цього гарантійного талона в момент купівлі та зберігайте його разом із розрахунковим документом протягом усього гарантійного терміну. Звертаючись за ремонтом, передайте виріб продавцеві або в сервісний центр разом із заповненим талоном.

Порядок звернення

1. Право на безоплатне гарантійне обслуговування виробу діє протягом 12 місяців від дати продажу, зазначеної в гарантійному талоні. У межах цього терміну складники, що вийшли з ладу через виробничий дефект, ремонтують або замінюють без оплати з боку покупця.
2. Перед зверненням переконайтеся, що несправність не спричинена причинами, переліченими в розділі 9 цього паспорта, і за можливості скористайтесь таблицею можливих несправностей у підрозділі 7.3.
3. Після завершення 12-місячного гарантійного терміну ремонт виконується платно; вартість робіт і запасних частин визначається залежно від характеру несправності.

Підстави для відмови в гарантійному обслуговуванні

Компанія залишає за собою право відмовити в безоплатному обслуговуванні або виконати роботи на платній основі, якщо встановлено принаймні одну з таких обставин:

- відсутність гарантійного талона, його неповне чи виправлене заповнення, а також відсутність документа, що підтверджує купівлю;
- невідповідність серійного номера виробу номеру, зазначеному в талоні, або пошкодження заводського маркування;
- сліди самостійного розбирання, ремонту чи модифікації виробу;
- пошкодження, спричинені порушенням правил експлуатації, підключенням до невідповідного джерела живлення або зовнішнім механічним впливом;
- пошкодження внаслідок обставин непереборної сили.

Відмітки про сервісне обслуговування

Дата запису	Опис несправності	Проведені роботи	Посада, підпис, П.І.Б. відповідального